

新商品

DPDNo.1 試薬 300 包入

遊離残留塩素測定試薬

自社製造へ切り替え、コストを削減しました

- 試験管に入れやすい注ぎ口。
- 使いやすい分包タイプ。
- 発色がスピーディな粉末タイプ。
- アルミジップ袋は保管に便利。

ジッパー部が特殊な設計で開け閉めがストレスフリー。

- 袋に保証期限を明記。



使用方法（10m³用の測定器使用の場合）

- 2本のテストセルにそれぞれ10m³採水し1本のテストセルに試薬を溶かします。
- 試薬を溶かしたテストセルをチェックキット右側にセットし、採水だけのテストセルを左側にセットします。
- 発色後1分以内に比色板の近似するところの値を読み取ります。

蔵王産業株式会社
商事営業本部第2課

〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂 1-5-1
Tel: 03-5701-7272 Fax: 03-5701-7575